



- Steril & sporefri alkohol med endotoksin-nivå < 0.25 EU/ml
- Etterlater ikke rester som må fjernes
- Patentert SDS-Sprayflaske
- Garantert steril «in use»
- Vann for Injeksjon (WFI)
- Velegnet for rotasjon
- Tripplemballert

**Klercide™ 70/30 Denaturert Etanol WFI** er 70 % denaturert etanol blandet med vann for injeksjon (WFI). Alkoholblandingen er filtrert 0,2 micron, fylt og tripplemballert i et klasse C renrom. Deretter er den terminalt strålesterilisert ved gammastråling med minimumsdose 25 kGy.

**Bruk:** For daglig desinfisering av store og små overflater, hansker, ved innsleding av utstyr samt for å fjerne rester etter tidligere desinfeksjons eller rengjøringsmidler. Spesielt egnet for bruk i de høyeste renromsklassene og i kritiske områder.

**Virkning:** Dreper bakterier, virus og sopp.

**Kompatibilitet:** Kompatibel med et stort utvalg renromsoverflater samt Klercide- og Klerwipe-seriene.

#### Forpakning:

- 0,5 L SDS-sprayflaske
- 1 L SDS-sprayflaske
- 5 L kanne med skrukork.

ART. NR.	STR.	MINSTE FORPAKN.	ANTALL I KARTONG
EC3078310	0,5 L Spray	0,5 L	12 x 0,5 L
EC3078330	1 L Spray	1 ltr	6 x 1 L
EC3078320	5 L Kanne	5 ltr	4 x 5 L
EC3078390	0,36 L Aerosol	0,36 L	24 x 0,36 L

Produsert av et ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert selskap under EU GMP.

#### **SteriShield Delivery System:**

Sprayflasken inneholder det patenterte SteriShield Delivery System (SDS) som sikrer at innholdets sterilitet opprettholdes under bruk. Dokumentert sterilt inntil 3 måneder etter åpning.

**Vi kan ultra-renhet!**

## EFFEKTIVITET

BAKTERIER	SOPP	VIRUS
EN 1276	EN 13697	EN 14476
EN 13697	EN 1650	RKI / DVV

\*\* 2019-revisjonen av EN 13697 påvirker kun *P. aeruginosa* og *C. albicans* grunnet endringer i testforhold. Alle tidligere resultater forblir gyldige.

\*\*\* FprEN 16615:2014 skiller seg ikke fra EN 16615:2015. Det er ikke gjort noen tekniske endringer som kan påvirke testresultatet.

**Vi kan ultra-renhet!**