



- Sterilt desinfeksjonsmiddel med Vann for Injeksjon (WFI)
- Etterlater minimalt med rester
- Patentert SDS-flaske steril «in-use»
- Enkel å bruke med kort virketid
- Tilgjengelig i 1 eller 5 liters «Ready-to-Use» samt 100 ml konsentrat
- Velegnet for rotasjon
- Tripplemballert

Klercide™ Low Residue Quat WFI er en blanding av kvartære ammoniumforbindelser og vann for injeksjon (WFI). Blandingen er filtrert til 0,2 µm og sterilfylt under laminær luftstrøm i EU GMP Klasse A og deretter trippelpakket i et EU GMP Klasse B renrom. Kraftig effekt ved lav konsentrasjon sørger for at produktet etterlater minimalt med rester.

Bruk: Egnert for bruk på de fleste typer overflater i renrom, kontrollerte miljøer, isolatorer, LAF-benker, utvendig utstyr og operatørverktøy. Spesielt godt egnert for store overflater.

Virkning: Dreper bakterier, virus og sopp.

Kompatibilitet: Kompatibel med et stort utvalg renromsoverflater samt Klercide- og Klerwipe-seriene.

Forpakning:

- 100 ml konsentrat (fortynnes 1:49)
- 1 L SDS-sprayflaske
- 5 L kanne med skrukork

ART. NR.	STR.	MINSTE FORPAKN.	ANTALL I KARTONG
EC6600035	100 ml Kons.	5 x 100 ml	50 x 100 ml
EC3078750	1 L Spray	1 L	6 x 1 L
EC6600251	5 L Kanne	5 L	4 x 5 L

Manufactured by an ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company.

Forpakning: Utløersprayformatet inneholder det patentert SteriShield Delivery System (SDS) som sikrer at innholdets sterilitet opprettholdes under bruk. Garantert steril «in-use» i inntil 3 måneder.



Vi kan ultra-renhet!

EFFEKTIVITET

BAKTERIER	SOPP	VIRUS
EN 1276	EN 13697	RKI / DVV
EN 13697	EN 1650	
EN 16615	EN 16615	

All overflatetesting er utført på overflater i rustfritt stål, som påkrevd i EN-standardene. Hverken suspensjonstester eller overflatetester utført av produsent representerer fullt og helt måten produktet brukes på i et farmasøytisk eller life science renrom.

Vi kan ultra-renhet!