



- Sterilt og sporedrepende desinfeksjonsmiddel
- Patentert SDS-flaske steril «in-use»
- Kort virketid og høy sporicidal effekt
- Tilgjengelig som «Ready-to-Use» samt i konsentrat
- Dobbeleballert for enkel innslusing
- Korroderende - rester må fjernes

**Klercide™ Sporicidal Active Chlorine** er en steril natriumhypoklorittløsning som inneholder minst 0,5% (5000ppm) aktiv klor. Et effektivt, sporedrepende desinfeksjonsmiddel med bredspektret virkning, blant annet på komplekse bakteriesporer. Løsningen er filtrert til 0,2 µm, pakket og dobbeleballert i et EU GMP Klasse C renrom. Deretter terminalt strålesterilisert ved gammastråling minimumsdose 25kGy.

**Bruk:** For desinfisering av større og mindre overflater, ved innslusing og etter avvik eller nedstenginger. Spesielt godt egnet der det kreves høy sporicidal aktivitet og kort kontaktid. Rester må fjernes, da løsningen korroderer på stål.

**Virkning:** Dreper bakterier, virus, sopp og sporer.

**Kompatibilitet:** Kompatibel med et stort utvalg renromoverflater samt Klercide- og Klerwipe-seriene.

#### Forpakning:

- 170 g (fortynnes med 10 L vann)
- 946 ml SDS-sprayflaske
- 5 L kanne med skrukork


ART. NR.	STR.	MINSTE FORPAKN.	ANTALL I KARTONG
EC3082590	170 g	170 g	12 x 170 g
EC3078940	946 ml Spray	946 ml	6 x 946 ml
EC3078950	5 L Kanne	5 L	4 x 5 L

Manufactured by an ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company.

**Forpakning:** Utløssersprayformatet inneholder det patentert SteriShield Delivery System (SDS) som sikrer at innholdets sterilitet opprettholdes under bruk. Garantert steril «in-use» i inntil 3 måneder.



**Vi kan ultra-renhet!**



# KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE

Sterilt Sporedrepende Desinfeksjonsmiddel

DESINFEKSJON  
&  
RENGJØRINGS-  
MIDLER

## EFFEKTIVITET

BAKTERIER	SOPP	VIRUS	SPORER
EN 1276	EN 13697	RKI / DVV	EN 13697
EN 13697	EN 1650		EN 13704
EN 16615	EN 16615		EN 16615

**Vi kan ultra-renhet!**